

Infektionsschutzkittel

Produktinformationen

präventiver Schutz im Umgang mit MRSA-/MRGN- und ESBL-Infektionen
aus atmungsaktivem PP-Vlies (Polypropylen) mit vollbeschichteter PE-Laminierung;
geeignet für Laborarbeiten und als Hygieneprevention für Pflegefachleute; persönliche
Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß VO 2016/425; gestrickte Bündchen und
zum Binden am Kragen (überlappend) sowie an der Taille; entspricht den Anforderungen
der EN 14126:2003/AC:2004 und erfüllt die jeweils höchsten Schutzklassen
durch genormte Prüfungen: nach ISO 16603, 16604, EN ISO 22610, EN 22611 sowie
EN ISO 22612; Farbe: blau



Artikelübersicht

	Artikelnummer	Beschreibung	Kleine Einheit	Große Einheit	Hilfsmittelnr.
--	---------------	--------------	----------------	---------------	----------------