


Venofix® A Braunüle

medbis.frontend.page.product.product_information

Venenpunktionsbesteck zur kurzzeitigen Injektion, Infusion, Transfusion und Blutentnahme
Venenpunktionskanüle aus Chrom-Nickel-Stahl mit 3-Facettenschliff für einen reduzierten
Punktionsschmerz
transparenter PVC-Schlauch der Länge 30 cm

Farbcodierte Flügel gemäß DIN EN ISO 6009 mit Größenkennzeichnung
Latexfrei und DEHP
Lock-Ansatz



medbis.frontend.page.product.article_overview

	medbis.frontend.material.article_number	medbis.frontend.material.description	medbis.frontend.material.Innerbox	medbis.frontend.material.Outerbox	medbis.frontend.material.LziNumber
	26861	Venenpunktionsbesteck Venofix 27G,30cm Schlauch, 0,40x10mm - 4056388	1	medbis.frontend.material.piece	